














ISG | DRS, s.r.o.
Golianova 27, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 / 32 / 7434 916

E-mail: isgdent@isgdent.com web: <http://www.isgdent.com>

POROVNANIE CELKOVÝCH NÁKLADOV PRI SEPARÁCII AMALGÁMU PRI POUŽITÍ RÔZNYCH TYPOV SEPARÁTOROV AMALGÁMU

	CENTRIFUGAČNÝ	TYP SEPARÁTORA AMALGÁMU	SEDIMENTAČNÝ	
	pohyblivé a elektronické súčasti, častokrát hlučná funkčnosť, nebezpečie porúch, nutnosť výmeny centrifúgy po 5-7 rokoch		žiadne pohyblivé alebo elektronické súčasti, jednoduchá montáž, úplne tichý chod	
	1500 - 2000 € s DPH	KÚPA PRÍSTROJA A INŠTALÁCIA	DELTASEP 684 € s DPH	
	Od 50 € s DPH podľa typu	ČISTIACI ROZTOK	AMALGAM AGENT, 5 lit. 54 € s DPH	
	Výmena kontajneru min. 1x ročne: 35 € s DPH	PRAVIDELNÝ SERVIS	Výmena separátora amalgámu 1x ročne: 144 € s DPH	
	Štandardná, ale po 5-7 rokoch je nutné vymeniť centrifúgu v cene, ktorá sa rovná novému separátoru.	ZÁRUKA	Ročná – výmenou separátora má klient obnovenú záruku na ďalší rok.	
	1925 € s DPH	SPOLU ZA 5 ROKOV PREVÁDZKY	1674 € s DPH	